

产品报价单

公司名称：新疆鑫君泰商贸有限公司	
地址：喀什市建设路160号银瑞林国际大酒店商业街金石城A-072	
联系人：张国龙	联系方式：19999290338
座机：0998-2828520	传真：0998-2828520
邮箱：3116421408@qq.com	

询价明细：

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	单价	总价	厂家
1	色盲图		个	1	55	55	人民卫生出版社
2	医学测听仪		个	1	400	400	五官器械品质店
3	脊柱侧弯测量尺	T-jzcwlc-03 89	个	1	550	550	郑州健衡医疗技术有限公司
总价：						1005	



新疆鑫君泰商贸有限公司--期待与贵单位合作！

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：新喀市监械经营备 20200059 号

企业名称	新疆鑫君泰商贸有限公司
法定代表人	张振军
企业负责人	张振军
经营方式	批发
经营场所	喀什市建设路 160 号银瑞林国际大酒店商业街金石城 A-072 商铺
库房地址	喀什市建设路 160 号银瑞林国际大酒店商业街金石城 A-072、A-073、A-075、A-076 商铺
经营范围	<p>经营范围(2002):6801 基础外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6815 注射穿刺器械;6820 普通诊察器械;6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6826 物理治疗及康复设备;6827 中医器械;6830 医用 X 射线设备;6831 医用 X 射线附属设备及部件;6833 医用核素设备;6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6845 体外循环及血液处理设备;6851 医用诊断 X 射线装置;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855 口腔科设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6857 消毒和灭菌设备及器具;6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863 口腔科材料;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂;6866 医用高分子材料及制品;6870 软件;</p> <p>经营范围(2017):01 无源手术器械;04 介入手术器械;05 介入治疗器械;06 医用成像器械;07 医用诊察和监护器械;08 呼吸、麻醉和急救器械;09 物理治疗器械;10 输血、透析和体外循环器械;11 医疗器械消毒灭菌器械;14 运输、护理和防护器械;15 患者承载器械;17 口腔科器械;19 医用康复器械;20 电疗器械;21 医用软件;22 临床检验器械;6840 体外诊断试剂;</p>

备案部门(盖章)

喀什地区市场监督管理局



医疗器械经营许可证



许可证编号：新喀市监械经营许 20200021 号

企业名称：新疆鑫君泰商贸有限公司

法定代表人：张振军

经营方式：批发

企业负责人：张振军

住所：喀什市建设路160号2层辅房

经营范围：[2002]6815;6823;6824;6825;6826;6830;6832;6833;6840;6840-2;6845;6854;6857;6858;6863;6864;6865;6866;6870; [2017]02;04;05;06;07;08;09;10;11;14;15;17;19;21;22;6840 体外诊断试剂;

经营场所：喀什市建设路160号银瑞林国际大酒店A-0021

喀什市建设路160号银瑞林国际大酒店A-0021

库房地址：A-072、A-073、A-075、A-076 商铺

喀什地区喀什市商业步行街金石城

有效期至：2025 年 12 月 23 日

发证日期：2020 年 12 月 24 日



国家食品药品监督管理总局制

基本存款账户信息

账户名称: 新疆鑫君泰商贸有限公司
账户号码: 3012341009200181126
开户银行: 中国工商银行股份有限公司喀什分行
法定代表人:
(单位负责人) 张振军

基本存款账户编号: J8940003073604

行号:102894000309



偏离表

序号	货物名称	询价规格	报价规格	说明
1.	色盲图	共50张以上图，简单数字组，几何图形组，图画组，多维数字组，后天色觉障碍图；	共50张以上图，简单数字组，几何图形组，图画组，多维数字组，后天色觉障碍图；	无偏离
2.	医学测听仪	医用音叉组	医用音叉组	无偏离
3.		手持操作，初筛方便。	手持操作，初筛方便。	无偏离
4.		路合金或者钢制	路合金或者钢制	无偏离
5.		频率：C128 C256 C512 C1024 C2048 C4096	频率：C128 C256 C512 C1024 C2048 C4096	无偏离
6.		路合金盒子+音锤	路合金盒子+音锤	无偏离
7.		产品名称:脊柱侧弯测量尺(+支架)	产品名称:脊柱侧弯测量尺(+支架)	无偏离
8.	脊柱侧弯测量尺	产品尺寸:168*70*10mm	产品尺寸:168*70*10mm	无偏离
9.		产品重量:0.5kg	产品重量:0.5kg	无偏离

10.		测量范围:0-30度	测量范围:0-30度	无偏离
11.		产品功能:用于脊柱的评估和体态评估	产品功能:用于脊柱的评估和体态评估	无偏离
12.		适应症:脊柱侧弯和体态问题患者	适应症:脊柱侧弯和体态问题患者	无偏离
13.		产品材质经过安全检测,可以直接接触皮肤使用;	产品材质经过安全检测,可以直接接触皮肤使用;	无偏离
14.		精准评估后背形态,国际双重认证标准保障;	精准评估后背形态,国际双重认证标准保障;	无偏离
15.		产品底部棘突凹槽基于人体解剖学设计;	产品底部棘突凹槽基于人体解剖学设计;	无偏离
16.		脊柱侧弯专用量表和脊柱侧弯测量尺可以配套使用;	脊柱侧弯专用量表和脊柱侧弯测量尺可以配套使用;	无偏离

售后服务的程序、内容及措施；

本公司在喀什市建立售后服务站；维修站配备有2名以上售后服务工程师、技师，并配置专用设备，储备了维修备件，具有售后服务响应能力，根据临近地点调遣上门服务，以提高工作效率；

售后服务站在接到维修通知后，立即与客户取得联系；20分钟电话响应，乌鲁木齐2小时到达现场，24小时内解决故障问题。24小时无法解决的，需在48小时内上门服务解决问题，使采购人能够正常使用。

各售后服务人员要准确地填写维修记录表，对故障作全面分析，指导用户正确的操作仪器，对用户提出的疑问要全面、专业的回复，并及时将信息反馈回公司；

各地售后服务人员在外驻点，由我公司进行监督，我公司全天365*24小时为用户提供免费技术咨询及服务热线。

售后服务联系人：于镇彪 联系电话：18959221821

我公司为客户提供下列优惠条件：

免费将货物送至用户指定地点，免费现场安装、调试并提供现场操作培训和维护人员基础培训；







医用音叉组
MEDICAL TUNING FORKS

128Hz—1024Hz

128Hz—2048Hz

128Hz—4096Hz



频率：C128 C256 C512 C1024 C2048 C4096

豪华铝合金的只组

