

新疆鑫瑞科医疗器械有限公司

报 价 单

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	公司报价 单价（元）	公司报价 合计（元）	备注
1	动态心电图系统	武汉中旗iE95	台	1	12500	12500	含台式计算机分析软件
						12500	
合计大写：壹万贰仟伍佰元整（小写 12500.00）							

本次报价为一次性报价，报价包含安装、人工、辅材、运输等一切费用。

报价公司（盖章）：新疆鑫瑞科医疗器械有限公司

联系人：张江辉

联系电话：13899996357

我公司响应全部要求，保证所报价格真有效，无恶意报价，一旦成交，能够按照贵单位要求的质量、地点、时间等要求完成供货及售后质保服务。

中华人民共和国医疗器械注册证



注册证编号：鄂械注准20202072976

注册人名称	武汉中旗生物医疗电子有限公司
注册人住所	武汉东湖新技术开发区高新二路380号
生产地址	武汉东湖新技术开发区高新二路380号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	动态心电图系统
型号、规格	iE 85、iE 95
结构及组成	产品由主机（主机包括：信号输入部分、放大回路、控制电路、显示部分、存储部分和电源部分）、患者电缆、电极和动态心电图系统软件（发布版本V1，含软件加密狗）组成。
适用范围	用于测量、采集、观察和存储动态心电图，供临床诊断。
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	无

审批部门：湖北省药品监督管理局

批准日期：2020 年 5 月 25 日

有效期至：2025 年 5 月 24 日




记录仪

- 设计小巧精致，重量仅62克。
- 12导联/3导联二合一设计，真正实现一机两用。
- 采样率最高32000HZ，存储采样率可调。
- 支持SD读卡器数据传输模式。
- 具有独立起搏检测通道。
- SD闪存卡写保护检测，具有记录数据保护功能。
- 存储容量可达32G，方便临床周转和维护。

软件分析

- 存支持模板根据形态、时间等进行分类，自动、快速进行心律失常识别、归类。
- 支持心搏叠加分析、DVI反混淆分析功能。
- 支持房扑、房颤自动识别及手动编辑。
- 支持ST分析及重分析功能，支持动态刷新ST趋势图。
- 支持散点图分析及散点图趋势功能。
- 提供直方图、瀑布图辅助分析功能。
- 支持多种高级功能分析：QT离散度、QTc离散度、心率变异性分析、心率减慢力、心率震荡分析、睡眠分析、T波电交替。
- 按照不同病例类型，提供多种结论模板，并可根医院需求进行自定义编辑。



武汉中旗生物医疗电子有限公司
Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co., Ltd

客服专线: 4000 400 499

地址: 武汉东湖新技术开发区高新二路360号 邮编: 430206
电话: 027-8745 5319 传真: 027-8717 4399 网址: www.zoncare.com



iE95

动态心电图系统

小而内智，强大能



zoncare中旗

2020.04 内部培训资料，产品规格如有变化，恕不另行通知，请以最新技术资料及检验结果为准。

动态心电产品配置清单（iE95）

序号	名 称	型号/规格	数量	制造商	地址
1.	动态心电主机	iE95	1 台	 武汉中旗生物医疗电子有限公司	地址：武汉市东湖高新技术开发区高新二路 380 号中旗大厦 电话：027-87455319
2.	心电导联线	五导联心电 线分体式	1 根		
3.	动态心电软件	光盘	1 盘		
4.	加密狗	USB	1 个		
5.	SD 卡	/	1 个		
6.	读卡器	/	1 个		
7.	一次性电极片	/	5 片		
8.	背包	/	1 个		
9.	电池	7 号	1 个		
10.					
11.					

动态心电备品备件清单（iE95）

序号	名 称	型号/规格	数量	单价	总价	备注
1	动态心电软件	成人型	1 盘	1500	1500	
2	心电导联线	五导联心电线分体式	1 条	500	500	
3	加密狗	USB	1 个	1500	1500	
4	一次性电极片		5 片	2	10	
5	背包	/	1 个	400	400	
6	保修卡（含合格证）	正反页	1 张			
7	使用说明书	装订本	1 份			
8						
9						
10						
11						

动态心电图记录仪 iE95 招标参数

一、技术参数及指标	1、电源：DC 1.5V，1 节 AAA 电池 2 记录时间：连续记录 72 小时以上 3、小巧轻便，重量不超过 62g（带电池） 4、基本尺寸：95mm×55mm×17mm 5、外壳材料：ABS 塑料 6. 导联(通道)：12 导，3 导 *7、频率响应：0.05 ~ 65HZ 8、记录方式：全信息无压缩 *9、输入阻抗：≥30MΩ 10、增益:5、10、20、40mm/mv *11、共模抑制比：≥100dB *12、采样率：128-1024 次/秒/通道，起搏采样率 32000HZ 13、显示：LCD 显示文字和波形，支持中、英文 14、转换精度：12 或 16 位 15、实时时钟：年、月、日；时、分、秒 16、数据接口：SD 卡 17、存储介质：Flash 卡 18、导联线插头：19 针 19、导联线：10 芯、5 芯、7 芯 20、起搏检测：支持，起搏采样率 32000HZ；独立显示通道，3 通道检测 21、操作温度：10℃-45℃ 22、存储温度：-20℃-55℃ 23、操作湿度：10%-95% 24、存储湿度：10%-95%
二、分析软件功能	
1.模板分析功能	1. 根据病人实际波形逐跳进行模板分类，所以模板数目因人而异，而非固定，确保异常波形疏而不漏，使心律失常分析更加细致准确 2. 图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑
2.智能化室上性早搏分析，具有专业分析工具	医生可根据 N-N 间期比例直方图，配合同步 SVE 事件回顾及心电图，根据病人实际波形随时确认并调整提前量，使室上早搏分析更加准确快速
3.自动及手动房颤房扑分析，具有专业分析工具	1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析，编辑方便，某一时段出现伪差也可用这种方法编辑 2.采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑的效率
4. 起搏器分析功能	可做真正的起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵。起搏采样率达 32000HZ，独立起搏通道
5.ST 段高分辨率波形测量功能	1.在完成心律失常编辑后，对正常 QRS 波做实时高分辨率波形测量，保证测量的准确性 2.测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性



6.条图编辑功能	灵活的条图编辑功能，人工参与程度高
7.事件分析及定义	对传导阻滞及暂停的事件可通过定义 R-R 及 N-N 间期(例如大于 2000ms)，快速统计所有相关事件
8.提供多种分析工具及测量工具	1.心电图波形上可实时测量并显示 R-R 间期数值，为医生提供最直接的间期分析 2.提供角规测量功能，医生可实时测量任一间期
9.打印功能	全面支持打印浏览，打印网络及光盘刻录系统,彩色打印与纵向即时打印
10.心电数据管理	holter 数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公
11.分析时间	单通道分析 13 秒 多通道分析 30 秒
12. 直方图	将 24 小时的 RR 间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意 RR 间期的 QRS，进行快速编辑
13.反混淆	二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆
14.心率趋势图	以时间为横轴，心率值为纵轴，将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来
15.直方图编辑方法	手动选择指定时间，指定 RR 间期范围内的 QRS，对 QRS 的属性进行编辑
16.多通道分析	多通道分析，选中的三个通道，即使只有一个通道有 QRS，系统也不遗漏
17.QRS 批量智能插入	对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入 QRS
18.远程动态心电网络	提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统
19.心率变异性分析	分析准确，提供时域及频域变异分析
20.散点图	提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术。
21.报告自定义功能	可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印
22.用户管理	支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置，提高安全性
23.联网功能	可与医院 HIS、PACSS 系统及第三方系统进行对接，可兼容医院现有动态心电记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析
三、制造商资质	制造企业注册资金≥5000 万元，ISO9001 质量体系认证证书，CFDA、产品注册检验报告等