

产品部分						
编号	产品名称	品牌、型号（版本）	配置或参数	数量	单价	金额
1	儿童感统训练系统	日康/RK-ET-113	1、感觉统合训练室是把儿童感觉统合活动建立成整体的互动游戏活动环境，以增强培育儿童感觉统合能力的训练室，协调儿童生理功能、心理发育、大脑和躯体之间的相互关系，通过训练可增强自信心和自我控制能力。儿童经过一段时间的行为集中训练后，动作变协调，情绪变稳定，注意力改善，对于学习困难的儿童，参加感统训练后学习成绩会显著提高。 2、秋千架，3000*3000*2400mm；用于悬挂各种秋千 3、南瓜秋千，承重量：≥90公斤。直径 x 高：≥ø680*1300mm；同心轴旋转秋千，南瓜。形座位，四肢同时配合的高程度姿势控制。 4、长方形平板秋千，长 x 宽 x 高：≥700*1000*700mm；游戏者可在秋千上变化种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。 5、圆形木马秋千，承重量≥160公斤；；长 x 宽 x 高：≥1500*200*1200mm；前后摇摆秋千，坐姿势基本控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉 6、秋千升降吊绳套件，1200MM长；方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 7、弹弹床，直径1100mm、高300mm；儿童在进行平衡弹跳运动的同时需以视觉观察身体四周，并进行目标反应。 8、大象滑梯，规格：长 x 宽 x 高 ≥1850*910*910mm；训练宝宝平衡力以及本体觉 9、滚筒，直径 x 长度 ≥850*600mm；根据儿童实际那里进行推、滚游戏，可训练儿童的肌肉与平衡能力 10、木梯，长 x 宽 x 高≥1160*130*2300mm；可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动训练 11、游戏平台，长 x 宽 x 高： ≥1542*1220*2015mm 12、大型积木组合，直径：≥1800*300mm；不同颜色、不同形状的软件组成，可随意摆放在教室空间，用于儿童运动觉与平衡觉训练 13、攀岩墙，单组1000*2300mm，数量按现场情况制作；配合导师控制的导引目标，可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 14、海绵垫，长 x 宽 x 厚 1500*1500*300mm；为训练时提供足够的安全保护措施 15、专用软体墙垫，墙垫尺寸：30*50*1.6cm；用途:达至训练保护效能 16、专用软体地垫，地垫尺寸：1m*1m*3.4cm；用途:为攀爬训练时提供足够安全保护措施 17、滑行杆，铁制3000mm长飞行杆，可悬挂座椅配件及其他合适的秋千；包括旋转扣配件。3000mm长游戏者在飞行活动中提升前庭平衡能力。	1	51000.00	51000.00

2	儿童悬吊训练系统	日康/RK-ET-XD02	1、早期刺激摆动装置，尺寸：872mm*835mm*65mm；使用方法及作用：用2根1000mm长绳配合悬吊装置中绳，将摆动仪吊起，调整中绳的高度把摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，治疗师即可在不稳定的环境下早期帮助婴幼儿训练 2、支撑摆动装置，尺寸：635*391*127mm；使用方法及作用：用2根1000mm长绳配合悬吊装置中绳，将支撑摆动仪吊起，调整中绳的高度把支撑摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练，并可以通过双手柄的调节训练儿童手的灵活性及握力。 3、标准型悬吊器（6个），尺寸：755*218*71mm，最大承重200Kg；使用方法及作用：悬吊装置分正、反面，绳子下端开口的一面为正面，用手轻轻的朝自己放心抖动绳子，以便很方便的放松绳子，调整悬带到合适的位置。松开绳子悬吊训练系统自动锁死。 4、吊袋，尺寸：1100*750mm；材质：帆布；作用：通过悬吊的无重和不稳定的锻炼机制来降低肌张力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能；尺寸：1100mm*直径44mm 5、吊船，尺寸：1685mm*810mm*110mm；使用方法及作用：用四根800mm的安全绳配合悬吊装置，将吊船吊起，调节中绳的高度把吊船调整至船底距离地面高度200mm，锁死中绳，儿童即可上船不稳定的环境中玩耍练习 6、平衡凳，尺寸：1475mm*590mm*339mm；主要材料：A3槽钢；使用方法及作用：儿童可以骑在平衡凳上，平衡凳的脚轮很灵活，儿童可以再地面上玩耍或者训练 7、木塔，尺寸：532mm*496mm*200mm；配件：手柄螺丝配合平衡凳一起使用；使用方法及作用：平衡凳+木塔：把平衡凳固定在悬吊装置的窄带上调整中绳的高度把平衡凳吊起，调整中绳的高度把平衡凳调整至底部离地面 200mm以下，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境中玩耍训练 8、绳梯（配两块坐板），尺寸：120*2239mm；卡板：379mm*287mm*48mm（实木）；使用方法及作用：把软梯横杆固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把软梯升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下练习攀爬 9、悬吊棒，尺寸：1200mm*45mm*3mm；材质：A3钢；配件：羊眼螺栓 M10 10、棒（附悬带两根），尺寸：1300mm*35.5mm；使用方法及作用：把单吊杠或双吊杠固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把单吊杠或双吊杠升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练 11、悬吊鞋，尺寸：89*170*28mm；使用方法及作用：把太空鞋固定在悬吊装置的窄带上，调节中绳的高度把太空鞋升高至离地面 200mm的高度，锁紧中绳，儿童既可以在不稳定的环境下训练 12、多功能棒，尺寸：54mm*450mm；把多功能棒固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把单吊杠或双吊杠升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练 13、悬吊挂架，尺寸：根本现场尺寸定制；材质：A3钢矩形钢管；作用：便于悬吊的安装 14、骑马装置，规格：628-508*280*465-345mm；长度0-120mm之间调节，前面高度0-60mm之间3档可调，后面高度0-120mm之间4档可调；用途：辅助患者康复前期坐站	1	122200.00	122200.00
3	自动康复训练机（智能康复训练系统）	宝达华/PT-2-AZG	1、智能康复训练系统造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 2、智能康复训练系统电机动力系统运动时有力且平稳，使智能康复训练系统在患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 3、智能康复训练系统动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、智能康复训练系统具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、智能康复训练系统采用10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 6、智能康复训练系统具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 7、智能康复训练系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 8、智能康复训练系统参数可调： 8.1、AC220V±10% 50Hz； 8.2、输入功率：上下肢<600VA； 8.3、熔断器：F1AL250V,F3AL250V 8.4、定时范围：2~120min±1min； 8.5、速度显示范围：0-99r/min±10%； 8.6、速度设定范围：0-60r/min±10%； 8.7、角度设定范围：0-330度±5； 8.8、阻力设定等级：1-20； 8.9、阻力力矩：0-20Nm 8.10、心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min 9、智能康复训练系统能够实时显示患者主动做功情况。 10、可以根据患者情况训练单元，显示屏幕可330度转动。	1	62000.00	62000.00

4	儿童砂磨板及附件	日康/RK-ET-08	1、规格：82×62×73cm 2、用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练	1	1300.00	1300.00
5	儿童平衡板	日康/RK-ET-17	1、规格：90×70×10cm 2、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练	1	1300.00	1300.00
6	儿童梯椅	日康/RK-ET-27	1、规格：65×41×100cm 2、用途：坐站转移训练、站立训练,平衡训练	1	500.00	500.00
7	儿童髋关节内收外展训练椅	日康/RK-ET-13	1、规格：82×78×72cm 2、用途：髋关节外展，内收肌力训练	1	1800.00	1800.00
8	体操棒与抛接球（立式）	日康/RK-SZ-17	1、规格：40×40×102cm 2、用途:通过带棒做操与抛接球，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力	1	1000.00	1000.00
9	儿童悬吊训练器（配医用慢速跑台）（儿童减重步态训练器（配医用慢速跑台））	日康RK-ET-03 RK-R600	1、通过电动控制，根据需要减轻患者训练中身体的重量，保证安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力，疼痛，痉挛的患者，帮助他们早进行步态功能训练。 2、减重： 2.1、电源：AC220V±10%，50HZ； 2.2、电机最大推动力8000N，额定减重质量：135KG； 2.3、功率：小于200W 2.4、起降速度：400mm/min±10mm/min； 2.5、具有DC24V紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能； 2.6、铝合金材质 2.7、活动性：配有4个带刹车的医用级万向轮，且带有4个万向轮的定向装置。 2.8、训练附件：4个训练挂钩点；配有下肢训练隔离装置，防止患者训练时膝关节之间摩擦损伤；4挂点训练吊带，且每个挂点带子都能长短调节。双层牛津布料中间夹高弹性海绵，耐磨； 2.9、可移动至患者轮椅前，将患者吊起然后移回训练位； 2.10、患者左、右、后都无阻挡，因此治疗师能在三个方向帮助患者训练； 2.11、单个治疗师能独立完成对患者训练操作。 2.1、患者训练安全性：配有患者使用的双体位扶手，患者可普通站立位训练，也可依靠站立位训练 3、跑台： 3.1、面板设计：可调节视觉角度的人性化设计、配备遥控器：豪华5视窗LED荧光显示 3.2、显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率 3.3、运动程序：1组手动模式、6组内设模式设计 马8力:2.5HP/AC 3.4、心率测试 扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2% 3.5、脂肪检测功能:拥有体脂肪检测功能 3.6、扬升:0%——15% 3.7、速度:0.1—12km/h（业界最低起速） 3.8、跑步面积：长1370×宽450（mm） 3.9、占地面积：长1730×宽790×高1170（mm） 3.10、毛重:97kg	1	28600.00	28600.00
10	训练床D款（儿童电动PT床）	日康/RK-ZLC-10	1、外形尺寸：1800*900*h500-850 2、电机：最大推力8000 N 3、电源：AC220V±10%，50Hz，电源有蓄电功能。 4、临床运用：提供各种脊柱推拿操作平台，能根据临床需要，改变头、胸腹、下肢间的屈伸姿势，减少脊柱推拿手法操作阻力，方便脊柱推拿手法的临床应用，提高临床疗效，减少医生体力消耗。	1	23500.00	23500.00

11	助力床（儿童） （儿童电动起立床（推杆式））	日康/RK-ET-01	1、升降角度0~900；具有角度显示器； 2、电源：AC220V±10%，50Hz；电机：最大推力8000 N； 3、功耗：≤300VA；床面最大承载135 kg； 4、床体体积：1775×740×525mm；重量：83公斤 5、起降速度：400mm/min±10mm/min； 6、具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能； 7、用途：站立训练，体位变换训练，可预防因为站立功能障碍所导致的多方面的身体并发症，如骨质疏松，关节挛缩，肌体畸形等，配踝关节矫正装置。 8、适应症：主要用于中风和偏瘫、风湿病、截瘫和四肢麻痹、帕金森综合症、肌力障碍、脑损伤、脑卒中、心脏血管病、术后治疗等。	1	8900.00	8900.00
12	PT凳	日康/RK-FZ-09	1、规格/cm：Φ60×（42~56），带液压油缸，360°旋转 2、用途：康复师对患者进行手法康复时可移动式的坐具	1	506.00	506.00
13	可调式OT桌	日康/RK-ZY-13	1、规格：138×80×61-85cm 2、用途：作业训练用桌，桌面高度可调	1	1000.00	1000.00
14	儿童股四头肌训练椅	日康/RK-ET-12	1、规格：71*40*83cm 2、用途：用于膝关节活动受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及膝关节被动运动	1	1950.00	1950.00
15	姿势矫正镜	日康/RK-QS-13	1、规格：75*60*187cm 2、用途：姿势矫正训练	1	800.00	800.00
16	中低频治疗仪 （多功能电刺激治疗仪）	举世/TENS801C	1、液晶大屏显示，操作简单 2、微电脑空值，输出精确可控 3、五个治疗波形，每个波形内置10组自定义程序，可记忆存储 4、具有负载检测功能，使用安全可靠 5、可支持真空吸附式电极设备使用 6、通道：四通道输出 7、低频频率：1-1000Hz；中频频率：2.5KHz-4KHz；俄罗斯波频率：2.5KHz 8、治疗时间：1-60min 9、治疗波形：四级干扰波、二级调制干扰波、EMS、TENS、俄罗斯波 10、安全分类：I类BF型应用部分设备 11、电源：100-240V、50Hz/60Hz	1	46800.00	46800.00

17	中频治疗仪（电脑中频治疗仪）	倍益康/ZP-100CIVA	1、工作电源：交流220V±10%；频率50Hz±2% 2、工作频率：中频载波频率2—8kHz，单一频率允差±10% 3、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波及数种组合波形。 4、调制度：0、100%两种 5、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。 6、输出电流调节方式：按键递增和递减，（100档，每档1mA）。 7、最大输出电流：100mA±10%（负载500Ω） 8、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。 9、输出通道：两组六通道，可同步或异步工作（2路普通中频输出通道，2路热电输出通道，1路干扰电输出及2路离子导入输出通道）。 10、工作环境：温度5-40℃，相对湿度≤80% 11、输入功率：70VA 12、热电极板温度：不高于55℃	1	6370.00	6370.00
18	超声治疗仪	Enraf-NONIUS B.V./Sonoluis 190	1、微电脑空值，输出精准 2、大屏幕数字化实时显示清晰明了，操作便捷 3、超声探头负载保护技术，安全可靠 4、超声探头防水设计，可用于水下治疗 5、探头超温保护设计，防止过热， 6、两路超声治疗通道 7、1MHz、3MHz双频率自由切换 8、连续、脉冲两种输出模式 9、标配双探头：1m²超声探头、5m²超声探头，方便不同部位治疗 10、占空比10%-100%可调，每步10% 11、电源：100-240V/47-63Hz 12、输出：15V/3A 13、外观尺寸：250(L)×185(W)×82(H)mm 14、重量：2kg	1	54860.00	54860.00
19	圣经肌肉刺激仪（痉挛肌治疗仪）	御健/KT-2	1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。 2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s~2s连续可调，允差±15%。 3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms~0.5ms连续可调，允差±30%。 4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s~1.5s连续可调，允差±15%。 5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值I _p 从0~99mA连续可调，最大输出值允差±15%。 6、定时时间：定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。 7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，治疗仪上的误调指示灯闪亮。 8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。 9、仪器连续工作时间不少于4h。	1	7100.00	7100.00
20	儿童按摩诊疗床	日康/K-ZLC-05B	1、规格：1800*650*635 2、用途：供患者进行综合基本动作训练，卧、坐位训练、平衡训练等。	1	1300.00	1300.00

21	心理语言障碍评估与训练系统（失语症） （儿童语言认知 评测与训练系 统）	日康/RK-AP-V6.0	1、系统由多个模块组成，互相协调补充,依据康复医学专业研究，构建了临床模型，提供规范的评定和可伸缩的训练，具有操作简便一致、双屏显示、分屏控制、训练难度自动适应、训练时间数量及参数自由调整等特点。 2、评测模块： 2.1、含有心理评定部分，须涵盖自我意识、控制知觉多维度、气质、智力、孤独、生活质量、人格、应激、家庭功能及家庭关系、抑郁、焦虑、精神障碍、心理控制源等评定量表。 2.2、该系统需含有三种语言检测法：S-S语言发育迟缓评定法、西方失语症成套检测（WAB）检查法和标准失语症检测法（SLTA），失语分类至少为8种类型，评测内容必须包含自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构（必须含计算和瑞文部分）。 2.3、语言评测与训练部分必须明确含有以下模块：机能性操作、事物的符号、语言规则语序、语言规则被动语态、动作性课题、交流态度、表达检查补充项目、自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等。 2.4、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。能够详细记录病人的既往史、现病史、浅感觉、深感觉、肌力、肌张力肱二头肌反射、肱三头肌反射等临床必要信息。 2.5、系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。 2.6、丰富的图片库、可分类检索任意组合。 2.7、系统必须含有语音识别和书写识别功能。 2.8、系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能。 2.9、为了避免医生评分对病人造成干扰，双屏功能时,医生内容与患者内容必须分开显示； 2.10、客观题目，系统可全自动评分。 2.11、系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语 Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮质运动失语、经皮质感觉失语、传导性失语 2.12、强大的统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析。 2.13、分析结论中含有非常详细的曲线分析图，大项之间，小项之间均可以对比，同一个病人不同时间（两次之间，十次之间，多次之间）的测试结论均可一张图表中对比。 2.14、系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块。 2.15、系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改。 3、训练模块： 3.1、进入软件之前，含有独立的临床论述部分。该部分详细介绍所针对病症的临床定义、发展史、及该软件在临床中如何发挥作用等，以引导医务人员更好的使用该系统。 3.2、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。 3.3、该系统有详细的语音提示应用方法。训练内容：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练，构音训练6大项目，共44种训练方式 3.4、系统中病人任何一次测试数据：答题、录音、画图等都可分层次次独立保存，任意调出。 3.5、系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能。 3.6、为了避免医生评分对病人造成干扰，双屏功能时,医生内容与患者内容必须分开显示，且医院屏幕内可监控患者屏幕的内容。 3.7、全程反馈捕获功能：系统全程提供训练反馈记录，包括训练结果、文字、语音、图像等多种形式。 3.8、多达99层的多通道SCHUELL刺激方法 3.9、训练作业精确控制功能：可显示其历史和当前状态，包括相应的训练时间与结果 3.10、训练库扩展功能：系统训练库采用开放结构，用户可根据需要随意增加如文字、图片、声音、视频等内容。 3.11、系统默认发音为标准普通话，但是该系统支持多语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块，外文或者方言，操作简单方便。 4、构音训练模块： 4.1、声母，韵母两个独立部分组成。需含有以下部分：拼音故事、汉语拼音、范读（真人口型示范）、拼读、书写、拼音卡、图画园等内容。 4.2、每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复。 4.3、有真人口型辅导，清晰明了。 4.4、有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000。	1	52000.00	52000.00
		产品金额合计	（大写）：肆拾柒万肆仟柒佰捌拾陆元整 （小写）474786.00元			
			其它部分			
编号	项目名称		项目说明			金额
	工程费		/			/

	验收费	/	/
	其他	/	/
	合计	(大写)	(小写)
投标总金额		(大写) ： 肆拾柒万肆仟柒佰捌拾陆元整	(小写) 474786.00元