

手印显现实验设备参数响应及分项报价单

报价单位（章）：新疆汇盾信息科技有限公司

序号	名称	数量	单位	响应产品参数	品牌	型号	单价（元）	总价（元）
1	匀光勘察灯	10	个	额定电压:DC8.4V; 额定容量:6400mAh 额定功率:30W; 光源类型:美国CREE原装进口LED 使用寿命:100000小时; 外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金 外观:精密CNC加工, 加厚阳极氧化处理, 哑黑色 尺寸:239*64mm; 透镜:高纯度光学透镜 光斑:输出圆形匀光, 输出光均匀性好, 纯度高 光斑均匀性:≥90% 光通量: ≥1200lm (搜索光) /600lm (拍照光) 开关方式:强光/工作光/关; 照明时间: 强光≥2h 工作光≥5h 充电时间:6h; 防护等级:IP66 重量:1255g(含电池); 包装方式:高档防潮箱 重量: 0.54KG (含电池)	圣鑫	SX-UL31	1800	18000
2	足迹灯	2	台	尺寸: 225*200*80mm 重量: 1.92kg 功率: 100W 色温: 6000K 光通量: 1642LM 1m处光斑中心照度: 15650LX 供电方式: 直流供电 锂电池容量: 14.8V 5200mAh 充电器 输入: AC100-240V 50-60Hz 输出: DC18V 5A 充电时间: 约270min 工作时间: 最大功率工作续航时间≥68min 光源: 18颗大功率美国CREE LED 白光 光照均匀度: 边缘光斑的光强不小中心光斑的80% 材料: 采用全铝合金精雕加工而成	聚源汇盾	JYKF-II	4400	8800

3	多波段光源	6	台	<p>光源: CREE T6 10 W LED; 波段设置: 365 nm、405nm、445 nm、520 nm、白光; 光通量: 强光310 lm、中光191 lm、弱光57 lm; 光斑: 0.5 m处光斑尺寸: $\phi 24$ cm, 均匀度: $\geq 51\%$, 0.5 m处照度: 强光10560 lx; 供电方式: 直流供电; 电池: 18650锂电池; 充电时间: 5 h; 工作时间: 8 h; 主机: 采用航空级铝合金6061-T6加工而成, 30*30*163.8 mm, 单支重量233 g(含偏振附件);</p>	九天星	A10V	7350	44100
4	茚三酮喷罐	20	个	<p>将配制好的茚三酮工作溶液加压储存在铝罐内, 按动喷嘴, 将溶液直接喷洒在客体上, 该产品免去了配制溶液的麻烦, 喷雾有刺激性气味, 建议在通风良好的环境中使用; 规格: 300 mL / 瓶。</p>	布兰特	茚三酮喷罐	80	1600
5	DFO喷罐	20	个	<p>1. 产品用途: 用于显现渗透性客体上的汗液指纹和血指纹。 2. 产品形式: 将配置好的DFO溶液存储在加压铝罐内, 按动喷嘴, 溶液以雾状喷出。 3. 使用方法: 按动喷嘴, 溶液喷洒在检材上, 使检材浸透溶液。等待检材挥干, 对检材100℃加热处理10分钟。用530-560nm光照射检材, 戴红色眼镜观察, 手印呈橙色荧光。 规格: 200ml/罐</p>	布兰特	DFO喷罐	150	3000
6	碘喷罐	20	个	<p>将配制好的碘溶液储存在铝罐内, 按动喷嘴, 将溶液直接喷洒在客体上, 产生喷雾。 规格: 300 mL / 瓶。</p>	布兰特	碘喷罐	100	2000



7	502熏现柜 (大)	1	台	<p>显现参数: 相对湿度80%, 时间50分钟 (使用者可以修改参数)。 外壳尺寸: 长780, 宽750, 高1810 mm。 熏显空间: 长715, 宽640, 高1500 mm。 熏显容积: 700升 壳体结构: 铝型材框架, 透明钢化玻璃面板。 加湿方式: 电加热蒸发水。 502 气化: 电加热方式。 液 晶 屏: 7英寸。 总 功 率: 200W。 供电电源: AC180-250V, 50Hz。 净化方式: 活性炭吸附502气体。 照明灯具: 20W LED灯。</p>	布兰特	BTSG-700型	33000	33000
8	502熏现柜 (小)	2	台	<p>显现参数: 相对湿度80%, 时间50分钟 (使用者可以修改参数)。 外壳尺寸: 长550 x 宽540 x 高880mm。 熏显空间: 长490 x 宽450 x 高650mm, 熏显容积: 135升。 壳体结构: 铝型材框架, 透明钢化玻璃面板。 加湿方式: 电加热蒸发水。 502 气化: 电加热方式。 液 晶 屏: 7英寸。 总 功 率: 200W。 供电电源: AC180-250V, 50Hz。 净化方式: 活性炭吸附502气体。</p>	芬格尔安	FGSP-100	5500	11000



汇合
50103

9	茚三酮 / DF0指纹熏显柜	2	台	<p>为茚三酮/DF0溶液处理后的潜在指纹的显现，提供最佳的温度和湿度环境；</p> <p>内置循环和照明系统，使柜内温度和湿度非常均匀，方便观察指纹显现效果；</p> <p>可随时终止操作程序，掌控最佳显现效果，剩余时间实时显示；</p> <p>体积小巧，升温、加湿速度快，内置水加热器，无需外接加湿器；</p> <p>工作模式：茚三酮 / DF0双工作模式（一键操作，使用简单）；</p> <p>外形尺寸：540*640*900mm；</p> <p>熏显空间：415*425*670mm；</p> <p>容积：120L；</p> <p>主要配置：主机1台、金属网架1张、固定夹6个、水加热皿1个、环形挂钩六个、茚三酮工作溶液1盒、DF0储存溶液1盒。</p>	芬格尔安	FGYD- I	5000	10000
10	假人模特	5	个	<p>全身简配</p> <p>人体材料经过严格检测</p> <p>采用热塑弹性体混合胶材料，具有高强度、耐老化、抗撕拉等特质，经注塑机高温压制而成，安全、环保、无毒</p> <p>手感真实，肤色统一</p> <p>形态逼真，外形美观，便于操作定位，消毒清洗不变形，拆装更换方便</p> <p>头可水平转动180度模拟观察口腔有无异物和清除口腔异物</p> <p>可立可卧，方便携带半身模拟人加底座设计，可以站立，也可以平放</p>	冠邦	全身简配模型	500	2500
合计				人民币小写：134000元（大写：壹拾叁万肆仟元整）				

